

Gynäkologie / Urologie / Proktologie

Medizintechnik von Ihrem regionalen Fachhändler



ZIMEDA
MEDIZINTECHNIK

Wir sind Fachhändler für mehr als 100 Hersteller.



Unser Angebot kann sich herstellerbedingt auch schon mal kurzfristig ändern.

Unsere Website liefert aktuelle Informationen: www.zimeda.eu

Am besten: sprechen Sie persönlich mit uns! Wir freuen uns auf Sie.

Aber unser Service macht weltbekannte Marken erst komplett.



Persönliche Beratung durch unseren Außendienst in Bayern und Österreich.



Einbindung von Geräten in Ihr Praxissystem;
Personalschulung mit Tipps und Tricks für Profis.



Service und Wartung vor Ort durch eigenes Team.

Wir stellen vor: Unser offizieller Partner GE Healthcare



Zimeda SonoStore in Passau

Gemeinsam bilden wir ein **Kompetenzzentrum für Sonographie und Kardiologie**



Probieren Sie **Neugeräte und Refurbished Systeme** in unserem Showroom aus!

In unserem SonoStore werden Neugeräte von GE Healthcare ausgestellt, die Sie nach Anmeldung gerne ausführlich testen und vergleichen können.

Auch finden Sie hier erstklassige Vorfür- und Refurbished Systeme, die generalüberholt und mit Garantie eine budgetfreundliche Alternative zu Neugeräten darstellen.

Martin Knödseder und Jan Wiederer beraten Sie gerne. **Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter diesen Nummern:**

Österreich: +43 - 7714 - 20 20 2

Deutschland: +49 - 851 - 95 97 30

Wir freuen uns auf Sie.

Ohne Terminvereinbarung ist keine Besichtigung des Showrooms möglich. Wir bitten um Verständnis.



Videokolposkope



SCHMITZ vidan®2 mobil

Mobiles Videokolposkop mit Full-HD
und 21,5 Zoll Monitor



- Videokolposkop mit integriertem Rechner und Touchscreen-Monitor
- Fahrbar auf Standfuß; feststellbare Rollen
- Frei positionierbarer Schwenkarm
- Software (Betrachtung, Archivierung) vorinstalliert
- Mit Netzwerkschnittstelle, WLAN, USB und HDMI-Eingang

Basisversion

ab 19.900 € *

Made in Germany.

* Bei Aufstellung, Montage und Installation vor Ort entstehen zusätzliche Kosten. **Fordern Sie ein individuelles Angebot an!** Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen beinhalten. Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Katalog gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version.

SCHMITZ vidan®2

Schwenkbares Videokolposkop mit Full-HD
und 21,5 Zoll Monitor



- Videokolposkop mit integriertem Rechner und Touchscreen-Monitor (links oder rechts montiert)
- Die innovative Hightech-Ergänzung für gynäkologische Untersuchungsstühle
- Automatische Fokussierung, 6- bis 15-fache Vergrößerung auf Tastendruck
- Schnelle und einfache Dokumentation der Untersuchungsbefunde
- Frei schwenkbar und platzsparend



Nur in Verbindung mit Kauf eines medi-matic® Untersuchungsstuhls 115.725.01, 115.755.01. Montage auf vorhandenem medi-matic® Untersuchungsstuhl auf Anfrage.

Basisversion

ab 16.900 €*

Made in Germany.



Basisversion mit Fußstützen

ab 5.600 € *

Made in Germany.

SCHMITZ Untersuchungsstuhl arco 100 / M / arco 200 M Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

- Aufstiegshöhe nur 550 mm
- Ausgelegt auf eine Arbeitslast von 250 kg
- Optimierte Verstellgeschwindigkeit und bis zu vier frei wählbare Memorypositionen
- Tiefer Gynausschnitt bietet verbesserten Zugang zum Untersuchungsfeld
- Ebene, geschlossene Flächen und der Verzicht auf Ecken und Kanten gewährleisten eine einfache Reinigung



Basisversion mit Fußstützen

ab 9.900 € *

Made in Germany.

SCHMITZ Untersuchungsstuhl arco-matic 200 M / 300 M Die neue Generation

- Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit Memory-Funktion für 4 Positionen
- Beckenhochlagerung und Rückenteilverstellung elektromotorisch
- Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar von 550 mm bis 1.000 mm
- Aktivierung der Verstellfunktionen sowie der Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung
- Erhältlich in zahlreichen Ausstattungen und Farben

* Bei Aufstellung, Montage und Installation vor Ort entstehen zusätzliche Kosten. **Fordern Sie ein individuelles Angebot an!** Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen beinhalten. Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. Katalog gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version.

SCHMITZ Serie medi-matic® 115.9000
Ausgezeichnetes Design, innovative
Technik und exzellente Bedienbarkeit

- Sichere Arbeitslast 300 kg
- Abruf aller Funktionen über kabellose Fernbedienung
- Zeitersparnis und Komfort durch Memoryfunktion
- Geräuscharme und sekundenschnelle Verstellung der Position
- Niedrige Einstiegshöhe von nur 470 mm

Basisversion mit Fußstützen

ab 11.599 € *

Made in Germany.



Durch eine Vielzahl von Ausstattungen, wie zum Beispiel Beinlagerungssysteme, können Untersuchungsstühle von SCHMITZ optimal an Ihre Arbeitsweise angepasst werden.

**Gerne machen wir Ihnen
ein individuelles Angebot.
Bitte fragen Sie uns!**



Leisegang Kolposkope Weltbekannt durch Präzision

- Konvergente Optiken für ermüdungsfreies Arbeiten
- Benutzerfreundlich, auch für Brillenträger
- LED Beleuchtung stufenlos regulierbar
kontrastreiche, präzise Darstellung
- Komfortable, schlanke Stative; mobil oder
fest montiert
- Langlebig, kein Lampenwechsel

Basisversion ohne Stativ

ab 5.500 € *

Made in Germany.






Vordergrund: Modul 426.0020.0



Modul 426.5040.0



Spekula Vorwärmung Modul 401.0401.0



SCHMITZ Serie Orbit

Das modulare Ver- und Entsorgungskonzept

- Entsorgung: Ein speziell ausgestattetes Modul sorgt für die problemlose Entsorgung benutzter Instrumente und gebrauchten Materials
- Langlebige Qualität: Orbit-Module sind aus hochwertigem Stahlblech mit geräuschkämpfender Isolierung
- Hohe Mobilität: 9 voneinander unabhängige, mobile Module, die sich so anordnen lassen, wie Sie sie gerade brauchen

Versorgungsmodul 426.0020.0
Basisversion (Foto ganz oben links)

ab 1.450 € *


Made in Germany.



SCHMITZ Medizinisches Mobiliar Unentbehrliche und belastbare Helfer

- Systemmöbel in zahlreichen Ausführungen
- Garantiert langlebig, sicher und belastbar
- In vielen Farben erhältlich

Bitte fragen Sie uns!

Kunstleder comfort		Kunstleder classic	Lackierungen		
 goldgelb 86	 agavengrün 109	 weiß 53	 grauweiß RAL 9002	 lotusrosa RAL 3608510	 limonengrün RAL 1008060
 goldorange 106	 milchkaffee 102	 silbergrau 55	 reinweiß RAL 9010	 tricotfliederweiß RAL 3108510	 filigrangrün RAL 1207020
 karmiroter 92	 sandbeige 101	 ozean 52	 seerosenweiß RAL 0758510	 tennisblau RAL 2307020	 eiskaltgrün RAL 1209030
 himbeerrot 103	 steingrau 96	 schwarz 57	 safranhellorange RAL 0608530	 hellblau RAL 2606030	 weißaluminium RAL 9006
 eisblau 108	 schiefergrau 97		 signalgelb RAL 1003	 saphirblau RAL 5003	 graualuminium RAL 9007
 karibikblau 82	 titangrau 91		 blutorange RAL 2002	 bleichblau RAL 2308010	 anthrazitgrau RAL 7016
 atlantikblau 83	 blütenweiß 84				
 lavendellila 107					
		Kunststoff			
		 silbergrau			
					

 antimikrobiell
Diese Farben haben antimikrobielle Eigenschaften

Praxiseinrichtungen



- Individuell geplante Praxiseinrichtungen für Neugründungen oder Umbauten
- Prozess-Management
- Helle Köpfe und versierte Handwerker
- Eigenleistungen möglich

**Sprechen Sie jetzt mit uns.
Wir beraten Sie gerne.**

**Österreich: +43 - 7714 - 20 20 2
Deutschland: +49 - 851 - 95 97 30**



seca 704 Säulenwaage

- Systemfähig mit allen EMR Systemen und integrationsfähigen seca Produkten
- Präzise und extrem robust für bis zu 300 kg
- BMI, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, Mutter/Kind-Funktion
- Längenmessstab optional seca 220

Basisversion zzgl. Eichgebühren

ab 890 € *

Made in Germany.



seca 878 dr Flachwaage für den Arzt

- Doppeldisplay ermöglicht das Ablesen für Arzt und patient gleichzeitig
- Tragkraft 200 kg
- Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
- Mutter-Kind-Funktion, HOLD, Abschaltautomatik
- Batteriebetrieben oder per Netzgerät secca 447 (optional)

Basisversion inkl. Eichgebühren

ab 439 € *

Made in Germany.



Mach LED 130 Kompakte Untersuchungsleuchten

- **Überragende Farbwiedergabe**
- **Einfaches Handling**
- **Fokussierung optional**
- **Hohe Lebensdauer, niedriger Stromverbrauch**

Modell SWING (Abbildung ähnlich)
Stativ mit Vierfuß
Basisversion

ab 2.250 € *

Made in Germany.



Instrumente reinigen

MELAG

Melag Melatherm® 10 Evolution DTA / DTB Thermodesinfektor

- Aktive Trocknung
- Integrierte Dokumentation
- Smart-Touch Display
- AquaBoost Technologie

Basisversion ohne Gyn-Bestückung (bitte separat bestellen!)

**Preis bitte
bei uns anfragen!**

Made in Germany.



Miele

Miele PWD 8534 Thermodesinfektor, Auf Tischgerät

- Kompakt und effizient für kleine Praxen
- Einfache Bedienung und Dosierung flüssiger Medien
- Heißlufttrocknung Dry-Plus
- 2 integrierte Dosierpumpen

Basisversion ohne Gyn-Bestückung (bitte separat bestellen!)

**Preis bitte
bei uns anfragen!**

Vacuclave® 105 Proline

"Klasse B" Kleinsterilisator

nach Euronorm EN 13060

- Neuer 5-Liter Autoclav. Garantiert zuverlässige Sterilisation von bis zu 2 kg auf 2 Tablett
- Rekord-Zyklus-Zeiten ab 6,5 Minuten zzgl. frei programmierbare flexDRY Trocknung
- Intuitive Bedienung, großes Smart-Touch Display
- Standortunabhängiges Plug & Play
- Geringer Platzbedarf

Das Modell 305 ist identisch. Der Unterschied ist die Integrierte Freigabesoftware und die intelligente Trocknung. Fragen Sie uns gerne danach.

Basisversion ohne Zubehör

ab 3.500 € *

Made in Germany.

MELAG



Melag Vacuclave® 118

"Klasse B" Kleinsterilisator

nach Euronorm EN 13060

- Leistungsstarkes Klasse B Vakuumverfahren
- Smart Touch Display mit LED-Status
- Konnektivität und Datenprotokollierung
- Stand-alone Gerätekonzept
- Power Save Energiesparmodus

Basisversion ohne Zubehör

ab 5.900 € *

Made in Germany.

MELAG



Über 3.000 Artikel für Ihre Praxis und Sprechstunde
finden Sie in unserem Katalog
oder im Onlineshop.



Den Katalog können Sie von unserer Website als PDF herunterladen.
Oder wir schicken Ihnen ein gedrucktes Exemplar zu. Anruf genügt!


Österreich: +43 - 7714 - 20 20 2

Deutschland: +49 - 851 - 95 97 30

Unser Außendienst ist in Bayern und Österreich für Sie da.



Sprechen Sie jetzt mit uns
in Österreich: +43 - 7714 - 20 20 2
in Deutschland: +49 - 851 - 95 97 30




Wir freuen uns auf Sie.



ZIMEDA

Sie verlassen sich bei Technik auf Qualität?
Tun Sie das beim Service auch!



Stand: 10/2025 Fotos: Zimeda und Adobe Stock | meier-design.com

- Kundenfreundlicher Service ist die tragende Säule unseres Geschäfts.
- Wir bringen 30 Jahre Erfahrung mit und wissen, worauf es ankommt.
- Über 60 Mitarbeiter*innen aus verschiedensten Fachbereichen sind für Sie da.

Was können wir für Sie tun?



ZIMEDA
MEDIZINTECHNIK

Deutschland:

Zimeda GmbH & Co.KG
Dr.-Emil-Brichta-Str. 3, 94036 Passau
Tel: +49-851-95 97 30
Fax: +49-851-95 97 399
E-Mail: info@zimeda.eu
www.zimeda.eu

Österreich:

Zimeda GmbH & Co.KG
4092 Esternberg
Tel: +43-7714-20 20 2
Fax: +43-7714-20 20 215
E-Mail: info@zimeda.eu
www.zimeda.eu

Sanitätshaus
Medizintechnik
Ärztebedarf
Pflegeheim / Klinik